



ALPHA 1-2

ALPHA 1-4/2-4

BETA 1-8/2-8

GAMA 1-16/2-16

EPSILON 2-10D

max. objem ledu kg/24h

2

4

8

16

8

t °C kondenzoru

-55

-85 ... -55

-85 ... -55

-85 ... -55

-55 ... -85

max. plocha polic m²

0,09

0,5

0,5

0,88

0,84

Rotační vakuové koncentrátoři fy. Martin Christ



RVC2-18CD

RVC2-25CD

RVC2-33IR

RVC2-33CD

RPM/RCF

1500/210

1350/235

1550/500

1550/500

t °C/ohřev

30...60/ne

30...60/ne

30...60/ano

30...60/ne

p (mbar)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

zkumavka 1,5 / 2,2ml (ks)

3×24

3×36

3×72

3×72

max. objem (ml)

300

600

800-1200

800-1200

typ zkumavek

0,25/0,5...50ml

0,2...100ml, MTP

0,2...100ml, MTP

0,2...100ml, MTP

na vyžádání lze dodat rotor podle individuálních potřeb zákazníka

PRAHA

Nad Krocínkou 55, Praha 9, 190 00

tel.: + 420 284 813 020, fax: + 420 266 310 597

pragolab@pragolab.cz

BRNO

Jamborova 25

Brno, 615 00

brno@pragolab.cz

BRATISLAVA

Drieňová 34, Bratislava, 821 02

tel.: + 421 243 294 436, fax: + 421 243 427 658

bratislava@pragolab.sk