

6 důvodů, proč zvolit

NOVÝ Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ Rheometer

1

Zkrácená doba měření

- Výrazně jednodušší manipulace se vzorkem
- Výsledek jedním stiskem tlačítka

2

Jednoduchá obsluha

- Minimalizace chyb pomocí aplikace Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ RheoApp
- Funkce "Connect Assist" automaticky rozpozná zvolenou geometrii a temperační modul

3

Snadné ovládání dotykovým displejem

- Nastavení měření pomocí dotykového displeje (česky)
- Zobrazení měřených dat v reálném čase

4

Velmi jednoduché použití

- Rychlé uchycení a uvolnění rotorů
- Nový zdvihací mechanismus dovoluje rychle zaměnit rotory a vložit vzorek

5

Přesná a automatická kontrola teploty

- Rychlý a přesný Peltier modul pro koaxiální válce a paralelní desky
- Snížení času měření díky funkci "Temperature Assist" s automatickou stabilizací teploty vzorku

6

Bezproblémový přenos měřících metod

- Kompatibilita mezi ručním ovládáním a pomocí Thermo Scientific™ HAAKE RheoWin™
- Možnost využití metod od našich expertů



Brochure

YouTube

Video

Pokud máte otázky nebo se chcete dozvědět více, prosím, kontaktujte nás:



Michal Klimovič klimovic@pragolab.cz
+420 736 622 219 www.pragolab.cz

thermoscientific.com/viscotesteriQ