

„SET MIKROSKOPICKÝCH KAMIER“

LIMITOVANÁ EDÍCIA MIKROSKOPICKÝCH KAMIER PRE RÔZNE APLIKÁCIE

Jarná akcia na kamery od Leica Microsystems



Leica IC90 E – „Keď stereomikrokopia, tak jedine stereo!“

Velkosť senzora 6,44 mm × 4,6 mm, 1/2,3" CMOS senzor.

Dva optické kanály, integrovaná kamera pre stereomikroskopy.

Expozičný čas 1 msec – 500 msec, veľkosť pixela 1,67 μm × 1,67 μm.

SD slot pre SDHC kartu až 32 GB.

Full HD (1920 × 1080), živý obraz s HDMI až 38 fps (1280 × 760 pixelov).

HDMI, USB 2.0, RJ 45 (Ethernet), analógový vstup.



3799,- EUR



Leica ICC50 W – „Obraz do každej študentskej lavice.“

Rozlíšenie až 5 Mpix (1920 × 1080), až 30 fps.

Expozičný čas 1 msec – 500 msec.

SD slot pre SDHC kartu až 32 GB.

WiFi pripojenie ku kamere, zdieľanie na PC, tablet, mobilný telefón.

Pre aplikácie Leica AirLab, LAS, LAS X, LAS EZ.

HDMI, USB 2.0, RJ 45 (Ethernet), analógový vstup.

1269,- EUR

Leica DFC7000 T – „Univerzálny ako švajčiarsky nôž.“

Typ senzora: Sony® ICX674AQG CCD, Exview HAD II technology, quad-tap.

2.8 Mpix s CCD farebná fluorescenčná kamera.

Velkosť pixela 4,54 μm × 4,54 μm, farebná hĺbka 8/12 bit.

Expozičný čas 4 μsec – 200 sec.

Rýchlosť až 40 fps pre full frame s binning až 128 fps.

Možnosť voľby farebného či monochromatického módu.

4x rýchlejšia obnovovacia frekvencia čipu, použitie pre live cells.

USB 3.0, LAS, LAS X, LAS EZ.



7229,- EUR

Akcia je platná do konca mája 2017, so žiadosťou o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať. Ceny sú uvedené bez DPH.

Jakub Karas, karas@pragolab.cz | Martin Kopecký, kopeccky@pragolab.cz

tel.: +420 775 853 051 | tel.: +420 736 622 585