

„AGRO SET”

LIMITOVÁNÁ EDICE MIKROSKOPŮ PRO RŮZNÉ „AGRO” APLIKACE

Podzimní akce na mikroskopy s kamerami.

Instalace + zaškolení zdarma!

Leica
MICROSYSTEMS

Invertovaný mikroskop LEICA DMi1

- zorné pole 20 mm
- **fázový kontrast součástí**
- kondenzor s pracovní vzdáleností 40 nebo 80 mm
- 4x planachromatické objektivy (5x, 10x, 20x, 40x)
- univerzální držák vzorků
- fixní stolek
- **kamera Leica MC170, CMOS, 1920x1080 p, 30 fps, 5 Mpx, SD karta, HDMI**



159.900,- CZK bez DPH

Vzpřímený mikroskop LEICA DM750

- koehlerovo osvětlení + 4 pozice pro objektivy
- mechanický stolek s ovládáním a držákem vzorků
- možnost rozšíření o další kontrastní metody, DF, POL...
- abbeho kondenzor
- **LED osvětlení s „auto off., funkcí po nečinnosti**
- binokulární tubus 45°
- planachromatické objektivy (4x, 10x, 40x, 100x)
- **integrovaná kamera Leica ICC50 W, Wifi kamera, CMOS, 1920x1080 p, 5 Mpx, Ethernet, USB, HDMI**



89.900,- CZK bez DPH

Akce je platná do konce roku 2016, s žádostí o cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Jakub Karas, karas@pragolab.cz | Martin Kopecký, kopecky@pragolab.cz

tel.: +420 775 853 051 | tel.: +420 736 622 585