

„ SET MIKROSKOPICKÝCH KAMER ” LIMITOVÁNÁ EDICE MIKROSKOPICKÝCH KAMER PRO RŮZNÉ APLIKACE

Jarní akce na kamery od Leica-microsystems.



Leica IC90 E – „Když stereomikroskopie tak jedinečně stereo!“

Velikost senzoru 6.44 mm × 4.6 mm, 1/2.3" CMOS senzor.

Dva optické kanály, integrovaná kamera pro stereomikroskopy.

Expoziční čas 1 msec – 500 msec, velikost pixelu 1.67 μm × 1.67 μm.

SD slot pro SDHC kartu až 32GB.

Full HD (1920 × 1080), živý obraz s HDMI až 38 fps (1280 × 760 pixels).

HDMI, USB 2.0, RJ 45(Ethernet), analogový vstup.



109 900,- CZK



Leica ICC50 W – „Obraz do každé lavice.“

Rozlišení až 5 Mpix (1920 × 1080), až 30 fps.

Expoziční čas 1 msec – 500 msec.

SD slot pro SDHC kartu až 32GB.

WiFi připojení ke kameře, sdílení na PC, tablet, mobilní telefon.

Pro aplikace Leica AirLab, LAS, LAS X, LAS EZ.

HDMI, USB 2.0, RJ 45(Ethernet), analogový vstup.

36 900,- CZK

Leica DFC7000 T – „Univerzální jak švýcarský nůž.“

Typ senzoru: Sony® ICX674AQG CCD, Exview HAD II technology, quad-tap.

2.8 Mpix CCD barevná fluorescenční kamera.

Velikost pixelu 4,54μm × 4,54μm, barevná hloubka 8/12 bit.

Expoziční čas 4 μsec – 200 sec.

Rychlost až 40 fps pro full frame s binning až 128 fps.

Možnost volby barevné či monochromatického módu.

4x rychlejší obnovovací frekvence čipu, použití pro live cells.

USB 3.0, LAS, LAS X, LAS EZ.

209 900,- CZK



Akce je platná do konce května 2017, s žádostí o cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jakub Karas, karas@pragolab.cz | Martin Kopecký, kopeccky@pragolab.cz

tel.: +420 775 853 051 | tel.: +420 736 622 585